

Oscilla[®] 910



SCREENING AUDIOMETER	teknisk specifikation
FREKVENSER	125 – 250 – 500 – 750 – 1000 – 1500 – 2000 – 3000 – 4000 – 6000 – 8000 Hz
ATTENUATOR	i 5 dB-steg från –10 till +90 dB (något lägre max på 125–250–8000Hz)
KALIBRERING	i programmerbart minne (EN 60645-1)
NOGGRANNHET	frekvens: bättre än ±1.5% (± 3%) attenuator: per steg max 0.5 dB, summafel max 2 dB distorsion: mindre än 0.5% (3%) normvärden inom parentes
TONKARAKTÄR	kontinuerlig ton eller automatisk pulsning 250 msec on – 250 msec off
STRÖMFÖRSÖRJNING	nät drift via batterieliminatör
ANSLUTNINGAR	headset 2 st 1/4" tele 2pol patientsignal 1 st 1/4" tele 2pol
MÅTT och VIKT	audiometern 23 x 18 x 6 cm, vikt 0.6 kg med väska 44 x 31 x 11 cm, vikt 3.5 kg
INKLUDERADE TILLBEHÖR	headset TDH-39 patientsignal batterieliminatör bruksanvisning
EXTRA TILLBEHÖR	ljudisolerande kåpor väska



LJUDISOLERANDE KÅPOR



VÄSKA



HEADSET TDH